



KIT UJIAN KENDIRI COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST (RTK-Ag) BUATAN MALAYSIA YANG PERTAMA

Kit ujian sendiri pantas antigen COVID-19 yang dapat mengesan antigen SARS-CoV-2 dalam sampel calitan air liur dan hidung dengan kaedah yang tidak menyakitkan.

Dapatkan hasil ujian anda dalam masa 15 minit di tempat kediaman atau mana-mana premis pilihan anda.

**APLIKASI mySALIXIUM
BOLEH DIMUAT TURUN DARI**



Boleh didapati
di farmasi berdekatan

**UJI SENDIRI,
LINDUNGI KOMUNITI**

#testyourselfprotectothers



Sebab-sebab Utama Untuk Memilih SALIXIUM



PENYELARASAN AUTOMATIK DENGAN MYSEJAHTERA

Setiap hasil ujian diselaraskan secara automatik dengan aplikasi MySejahtera untuk laporan lanjut kepada KKM.



JEJAK & KESAN

Aplikasi mySALIXIUM direka khas supaya setiap hasil ujian dapat dijejak dan dikesan dengan tepat dari pihak pengeluar ke pengguna, dan seterusnya dilaporkan secara automatik kepada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).



NOTIS TINDAKAN LANJUT YANG MESRA

Aplikasi pintar dan mesra-pengguna mySALIXIUM boleh maklumkan tindakan lanjut untuk pengguna selepas ujian sendiri.



PENGESAHAN HASIL UJIAN

Setiap alat ujian SALIXIUM telah dicetak dengan kod QR unik bagi memastikan hasil ujian dilaporkan secara tepat dan sah.

Dengan teknologi pengesahan dua faktor iaitu kod QR unik dan aplikasi mySALIXIUM, pengguna tidak dapat memalsukan atau mengubah hasil ujian jika terdapat penggunaan alat ujian yang sama walaupun tiada dalam pemantauan pakar kesihatan.



KADAR PENGESAHAN YANG LEBIH TINGGI BERBANDING DENGAN HANYA SAMPEL CALITAN AIR LIUR

Pengumpulan sampel calitan air liur sahaja dengan kaedah ujian sendiri mungkin gagal untuk mengesan longgokan virus. Gabungan kedua-dua sampel calitan air liur dan daripada hidung mampu meningkatkan kadar pengesanan.



KOD PENGESAHAN QR YANG UNIK

Setiap kotak kit ujian sendiri SALIXIUM dilabelkan dengan pelekat holografik "Halvec Verified" yang dicetak dengan kod QR unik untuk memudahkan pengguna mengesahkan kesahihan produk melalui aplikasi mySALIXIUM.

KEBOLEHKESANAN DATA

1

MAKMAL



2

PENGEDAR



3

LOKASI PEMBELIAN



Sokong Lokal



Buatan Malaysia



Diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia



Diluluskan oleh MDA



Disahkan oleh Halvec



Kod QR Unik



mySALIXIUM App

CIRI-CIRI SALIXIUM

SALIXIUM COVID-19 Rapid Antigen Test



Tanpa Sakit

Kaedah pengumpulan sampel yang kurang invasif (calitan air liur/ hidung)



Pantas

Ujian pantas dalam masa 15 minit



Kod QR Unik

Untuk penghasilan, pengesahan serta pengesanan laporan ujian yang tepat



Swab yang selamat

Swab pakai buang untuk air liur dan hidung dalam bungkusan steril mengurangkan pencemaran silang



Beg Sampah

Beg sampah pakai buang dibekalkan dalam setiap kit untuk memudahkan proses pelupusan selepas guna



Dipercayai

Diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia



Disahkan oleh Halvec

Diuji oleh Halvec Laboratories, bebas daripada alkohol dan DNA haiwan



PELANGGAN



PENGUNA TERAKHIR YANG MENGGUNA KIT UJIAN KENDIRI



VISION AI UNTUK PENGESAHAN UJIAN



BERSEPADU DENGAN MYSEJAHTERA



MELAPOR HASIL UJIAN KEPADA KKM





Pantas . Tepat . Tanpa Sakit

IMBAS
SAYA



VIDEO TUTORIAL
PANDUAN RINGKAS
PENGGUNA

Dikilangkan oleh

**Reszon Diagnostics
International Sdn. Bhd.**

+6 03 3359 1166

+6 03 3358 0303

info@reszonics.com

www.reszonics.com

SPESIFIKASI PRODUK

SALIXIUM COVID-19 Rapid Antigen Test



Sensitiviti*

> 91%



Spesifikasi*

100%



Tempoh masa ujian

15 minit



Suhu penyimpanan

4-30°C



CE-IVD

Disahkan



Jangka hayat

18 bulan



Jenis sampel

Calitan air liur dan
hidung anterior

* Berbanding dengan FDA
Emergency Use Authorized
real-time RT-PCR



Reszon Diagnostics

Hubungi Kami

+6 016 216 0492

+6 016 828 8618