



首款大马制造的 冠病快速抗原 居家自检试剂盒

透过采集唾液和鼻拭子混合样本，**SALIXIUM** 是一款首个由大马制造的冠病快速抗原自检试剂盒。

如今，您可在家中或任何地方自行检测，15分钟内即可轻松判断检测结果。

下载 **mySALIXIUM** 应用程序



 各大西药行均有出售

保护社区，
由自我检测开始

#testyourselfprotectothers



SALIXIUM 特点

选择 SALIXIUM 的主要原因



与MYSEJAHTERA 连接，数据同步

每个检测结果都会与 MySejahtera 应用程序自动同步数据，以便向卫生局作进一步的汇报。



可追溯和可追踪系统

透过智能设计的 mySALIXIUM 应用程序，即可准确地跟踪与追溯每一个测试结果，确保端到端可追溯性。



温馨通知

mySALIXIUM 是一款智能且友善的应用程序，每次检测完成后，随即告知用户关于下一步的行动。



验证检验结果

SALIXIUM 自检试剂盒的每个检测卡都印有独特的二维码。这使到用户准确上报检测结果并无法复制。

基于我们使用独特二维码和 mySALIXIUM 应用程序的双重验证技术，即使在没有任何医疗专业人员在场监察并验证检测结果，最终用户也无法使用相同的检测卡轻易进行复制或篡改检验结果。



相比仅仅采集唾液样本，唾液与鼻拭子混合样本能够更有效地提高检测率

自行采集唾液或鼻拭子样本可能会错过某程度的病毒载量。结合唾液和鼻拭子混合样本能帮助提高检测率。



独特二维码验证

每盒 SALIXIUM 试剂盒均贴有独特的 'Halvec Verified' 全息二维码标签，该标签上印有独特的二维码，使用户能够通过 mySALIXIUM 应用程序进行产品真伪的验证。

端到端可追溯性

1

实验室



2

批发商



3

购买点



支持本土产品



大马制造



获大马卫生局批准



获马来西亚医疗器材管理局批准



Halvec 实验室验证



独一无二的二维码



mySALIXIUM 手机应用程序

SALIXIUM 特点

SALIXIUM 新冠病毒 COVID-19 抗原快速自检试剂盒



无疼痛

操作简单、无痛的的样本采集方式
(唾液和鼻拭子)



快捷

15分钟内获取检测结果



独一无二的二维码

产品包装盒以及检验卡分别印上独特的
二维码，用于呈交检验结果、
方便验证以及追踪



安全的一次性拭子

一次性唾液和鼻拭子各别单独密封于
包装中，减低交叉感染的风险



废物袋

随附一次性废物袋，让您轻
松及安全地处理使用后的废物



可信赖

获大马卫生局批准



Halvec 实验室验证

经 Halvec Laboratories, 实验室验证、
此产品不含酒精以及动物脱氧核糖核酸



客户



使用自检试剂盒
的最终用户



用于审核测试
的视觉 AI



与 MYSEJAHTERA
系统一体化



汇报于国家
卫生局





快速。准确。无痛

扫码



教程视频
快速用户指南

生产商

Reszon Diagnostics
International Sdn. Bhd.

+6 03 3359 1166

+6 03 3358 0303

info@reszonics.com

www.reszonics.com

SALIXIUM 产品规格

SALIXIUM 新冠病毒 COVID-19 抗原快速自检试剂盒



灵敏性*

> 91%



特异性*

100%



检测时间

15 分钟



保存温度

4-30°C



CE-IVD

认证



保质期

18 个月



样本种类

唾液和鼻拭子样本

* 相较于美国FDA 紧急使用授权的
实时 RT-PCR



Reszon Diagnostics

联系我们

+6 016 216 0492

+6 016 828 8618