

RESZON

COVID-19

RAPID ANTIGEN TEST

CALITAN HIDUNG

REF RCV-RD0201N-01



IMBAS SAYA

Imbas kod QR
untuk
maklumat lanjut**MUDAH**
prosedur swab
calitan hidung**CEPAT**
keputusan dalam
masa 15 minit**DIPERCAYAI**
prestasi
ujian

SPESIFIKASI PRODUK

**Sensitiviti***
97.17%**Tempoh masa ujian**
15 minit**Jenis sampel**
Calitan hidung**Spesifikasi***
100%**Suhu penyimpanan**
4-30°C**Jangka hayat**
18 bulan* Berbanding dengan ujian
real-time RT-PCR yang
dituluskan oleh EUA FDA

Untuk Ujian Kendiri

BUATAN MALAYSIA

Dikilangkan oleh

Reszon Diagnostics International Sdn. Bhd.

Revongen Corporation Center, Level 17, Top Glove Tower, No.16, Persiaran Setia Dagang, Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Selangor, Malaysia.

+6 03 3359 1166

info@reszonics.com

www.reszonics.com

■ FOR EXPORT ONLY ■



Reszon Diagnostics