

REZON

中文-繁體



瑞眾新冠肺炎 (COVID-19) 快速抗原自檢試劑盒

COVID-19

RAPID ANTIGEN TEST

SALIVA & NASAL SWAB SAMPLES
唾液和鼻拭子混合樣本

REF RCV-RD0201SN-01

掃描



掃描 QR 碼
以獲取更多資訊



簡易

自行採集
唾液和鼻拭子樣本



快捷

15分鐘內獲
得檢測結果



可信賴

的檢測表現

產品規格



靈敏性*
97.24%



檢測時間
15 分鐘



檢體
唾液和鼻拭子混合樣本



特异性*
100%



存放溫度
4-30°C



保質期
18 個月

* 相較於美國FDA
緊急使用授權的實時RT-PCR



僅可用於家用自我檢測

馬來西亞製造

Rezong Diagnostics International Sdn. Bhd. 201001033978 (917901-W)
A member of Revongen Corporation

Headquarters 總部
Revongen Corporation Center, Level 17, Top Glove Tower, No.16, Persiaran Setia Dagang,
Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Selangor, Malaysia.

+6 03 3359 1166

sales@rezonics.com

www.rezonics.com

■ 僅供出口用途 ■

f in y @
Rezong Diagnostics