

RESZON COVID-19

RAPID ANTIGEN TEST

SAMPEL CALITAN AIR LIUR & HIDUNG


REF RCV-RD0201SN-01



IMBAS SAYA



Imbas kod QR
untuk
maklumat lanjut



MUDAH
prosedur swab sampel
calitan air liur/hidung



CEPAT
keputusan dalam
masa 15 minit



DIPERCAYAI
prestasi
ujian

SPEKIFIKASI PRODUK



Sensitiviti*
97.24%



Tempoh masa ujian
15 minit



Jenis sampel
Calitan Air Liur
dan Hidung



Spesifikasi*
100%



Suhu penyimpanan
4-30°C



Jangka hayat
18 bulan

* Berbanding dengan ujian
real-time RT-PCR yang
dituluskan oleh EUA FDA



Untuk Ujian Kendiri

BUATAN MALAYSIA

Dikilangkan oleh

Reszon Diagnostics International Sdn. Bhd.

Revongen Corporation Center, Level 17, Top Glove Tower, No.16, Persiaran Setia Dagang, Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Selangor, Malaysia.

+6 03 3359 1166

info@reszonics.com

www.reszonics.com

■ FOR EXPORT ONLY ■



Reszon Diagnostics