



RESZON

瑞眾新冠肺炎 (COVID-19)
快速抗原自檢試劑盒COVID-19
RAPID ANTIGEN TEST

掃描

掃描 QR 碼
以獲取更多資訊

SALIVA 唾液

REF RCV-RD0201S-01

簡易
自行採集
唾液樣本快捷
15分鐘內獲
得檢測結果可信賴
的檢測表現

產品規格

靈敏性*
95.10%檢測時間
15 分鐘檢體
唾液樣本特异性*
100%存放溫度
4-30°C保質期
18 個月* 相較於美國FDA
緊急使用授權的實時RT-PCR

僅可用於家用自我檢測

馬來西亞製造

Reszon Diagnostics International Sdn. Bhd. 201001033978 (917901-W)
A member of Revongen CorporationHeadquarters 總部
Revongen Corporation Center, Level 17, Top Glove Tower, No.16, Persiaran Setia Dagang,
Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Selangor, Malaysia.

+6 03 3359 1166

sales@reszonics.com

www.reszonics.com



Reszon Diagnostics