

莎樂斯恩 新冠病毒 COVID-19 快速抗原居家自檢試劑盒

REF SLXHB1-0621001



首款大馬製造的 冠病快速抗原 家用型自檢試劑盒

透過採集唾液和鼻拭子混合樣本，莎樂斯恩可讓您在家中或任何地方自行檢測，15分鐘內即可輕鬆判斷檢測結果。

產品規格



靈敏性*
97.24%



檢測時間
15 分鐘



檢體
唾液和鼻拭子混合樣本



特异性*
100%

相較於美國FDA
緊急使用授權的實時RT-PCR



存放溫度
4-30°C



保質期
18 個月

特點



快捷
15分鐘內獲取檢測結果



安全的一次性拭子
一次性唾液和鼻拭子各別單獨密封於鋁箔包裝中，減低交叉感染的風險



無疼痛
操作簡單、無痛的樣本採集方式
(唾液和鼻拭子)



生物危害廢物袋
隨附一次性廢物袋，讓您輕鬆及安全地處理使用後的廢物



Halvec 實驗室驗證
經大馬 Halvec 實驗室驗證，
此產品不含酒精以及動物脫氧核糖核酸



檢體
採集

sales@reszonics.com

www.reszonics.com

僅可用於家用自我檢測



Reszon Diagnostics