

瑞眾新冠肺炎 (COVID-19)
快速抗原自檢試劑盒COVID-19
RAPID ANTIGEN TEST

掃描

掃描 QR 碼
以獲取更多資訊

NASAL SWAB 鼻拭子

REF RCV-RD0201N-01

MDA Reg. No.: IVDC5654022-103435



簡易

自行採集
鼻拭子樣本

快捷

15分鐘內獲
得檢測結果

可信賴

的檢測表現

產品規格

靈敏性*
97.17%檢測時間
15 分鐘檢體
鼻拭子樣本特异性*
100%存放溫度
4-30°C保質期
18 個月* 相較於美國FDA
緊急使用授權的實時RT-PCR

IVD

僅可用於家用自我檢測

馬來西亞製造