

RESZON



# 瑞眾新冠肺炎 (COVID-19) 快速抗原家用自檢試劑盒

## COVID-19 RAPID ANTIGEN TEST

ORAL & NASAL SWAB SAMPLES  
口腔和鼻拭子混合樣本

REF RCV-RD0201SN-01

MDA Reg. No.: IVDC4716022-109725

掃描



掃描 QR 碼  
以獲取更多資訊



簡易

自行採集  
口腔和鼻拭子樣本



快捷

15分鐘內獲  
得檢測結果



可信賴

的檢測表現

### 產品規格



靈敏性\*  
97.24%



檢測時間  
15 分鐘



檢體  
口腔和鼻拭子混合樣本



特异性\*  
100%



存放溫度  
4-30°C



保質期  
18 個月

\* 相較於美國FDA  
緊急使用授權的實時RT-PCR

IVD

僅可用於家用自我檢測

馬來西亞製造