

瑞眾新冠肺炎 (COVID-19)
快速抗原自檢試劑盒

COVID-19
RAPID ANTIGEN TEST

SALIVA 唾液

REF RCV-RD0201S-01

MDA Reg. No.: IVDC1451223-122236

掃描



掃描 QR 碼
以獲取更多資訊



簡易
自行採集
唾液樣本



快捷
15分鐘內獲
得檢測結果



可信賴
的檢測表現

產品規格



靈敏性*
95.10%



檢測時間
15 分鐘



檢體
唾液樣本



特異性*
100%



存放溫度
4-30°C



保質期
18 個月

* 相較於美國FDA
緊急使用授權的實時RT-PCR

IVD

僅可用於家用自我檢測

馬來西亞製造