



UJI SENDIRI,
LINDUNGI KOMUNITI

#testyourselfprotectothers

SALIXIUM COVID-19 RAPID ANTIGEN TEST (SAMPEL CALITAN RONGGA MULUT & HIDUNG)

REF SLXHB1-0621001

No. Pendaftaran MDA : IVDC5125422-99355



BUATAN MALAYSIA
YANG PERTAMA

KIT UJIAN KENDIRI COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST (RTK-Ag)

Kit ujian sendiri pantas COVID-19 yang mengesan antigen SARS-CoV-2 dalam sampel calitan rongga mulut dan hidung manusia.

Dapatkan hasil ujian anda dalam masa 15 minit di tempat kediaman atau mana-mana premis pilihan anda.



IMBAS SAYA

VIDEO TUTORIAL
PANDUAN RINGKAS
PENGGUNA

SPESIFIKASI PRODUK



Sensitiviti*
97.24%



Tempoh masa ujian
15 minit



Jenis sampel
Calitan rongga mulut dan hidung



Spesifisiti*
100%



Suhu penyimpanan
4-30°C



Jangka hayat
18 bulan

* Berbanding dengan ujian real-time PT-PCR yang diluluskan oleh EUA FDA

SALIXIUM HIGHLIGHTS



Pantas

Ujian pantas dalam masa 15 minit



Tanpa Sakit

Kaedah pengumpulan sampel yang kurang invasif (calitan rongga mulut dan hidung)



Disahkan oleh Halvec

Diuji oleh Halvec Laboratories, bebas daripada alkohol dan DNA haiwan



Dwi Swab

Swab pakai buang untuk rongga mulut dan hidung dibekalkan dalam bungkusan steril untuk mengurangkan pencemaran silang



Beg Sampah Biohazard

Beg sampah biohazard pakai buang dibekalkan dalam setiap kit untuk memudahkan proses pelupusan selepas guna

PENGELUAR

Reszon Diagnostics International Sdn. Bhd.

+603 8022 1162 info@reszonics.com www.reszonics.com

Reszon Diagnostics



DUAL SWAB samples

Doc. No.: MM-04-04-11-MS
Rev. No.: 01
Effective Date: 2024.01.22