



SALIXIUM COVID-19 RAPID ANTIGEN TEST (SAMPEL CALITAN RONGGA MULUT & HIDUNG)

REF SLXHB1-0621001

No. Pendaftaran MDA : IVDC5125422-99355


**BUATAN MALAYSIA
YANG PERTAMA**
**KIT UJIAN KENDIRI COVID-19
ANTIGEN RAPID TEST (RTK-Ag)**

Kit ujian sendiri pantas COVID-19 yang mengesan antigen SARS-CoV-2 dalam sampel calitan rongga mulut dan hidung manusia.

Dapatkan hasil ujian anda dalam masa 15 minit di tempat kediaman atau mana-mana premis pilihan anda.



IMBAS SAYA

**VIDEO TUTORIAL
PANDUAN RINGKAS
PENGUNA**
SPESIFIKASI PRODUK

Sensitiviti*
97.24%

Tempoh masa ujian
15 minit

Jenis sampel
Calitan rongga mulut
dan hidung

Spesifisiti*
100%

Suhu penyimpanan
4-30°C

Jangka hayat
18 bulan

* Berbanding dengan ujian real-time PT-PCR yang diluluskan oleh EUA FDA

CIRI-CIRI SALIXIUM

Pantas

Ujian pantas dalam masa
15 minit


Tanpa Sakit

Kaedah pengumpulan sampel
yang kurang invasif (calitan
rongga mulut dan hidung)


Disahkan oleh Halvec

Diuji oleh Halvec Laboratories,
bebas daripada alkohol dan
DNA haiwan


Dwi Swab

Swab pakai buang untuk rongga
mulut dan hidung dibekalkan dalam
bungkus steril untuk
mengurangkan pencemaran silang


Beg Sampah Biohazard

Beg sampah biohazard pakai buang
dibekalkan dalam setiap kit untuk
memudahkan proses pelupusan
selepas guna

PENGELUAR

Reszon Diagnostics International Sdn. Bhd.

[+603 8022 1162](tel:+60380221162)
info@reszonics.com
www.reszonics.com
[f](#)
[in](#)
[yt](#)
[ig](#)
 Reszon Diagnostics

 Doc. No.: MM-04-04-11-MS
 Rev. No.: 02
 Effective Date: 2024.09.03