

COVID-19

RAPID ANTIGEN TEST

AIR LIUR


REF RCV-RD0201S-01

IMDA Reg. No.: IVDC1451223-122236

IMBAS SAYA



Imbas kod QR
untuk
maklumat lanjut



MUDAH
sampel calitan
air liur



CEPAT
keputusan dalam
masa 15 minit



DIPERCAYAI
prestasi
ujian

SPEKIFIKASI PRODUK



Sensitiviti*
95.10%



Tempoh masa ujian
15 minit



Jenis sampel
Air Liur



Spesifisiti*
100%



Suhu penyimpanan
4-30°C



Jangka hayat
24 bulan

* Berbanding dengan ujian
real-time RT-PCR yang
dituluskan oleh EUA FDA

IVD

Untuk Ujian Kendiri

BUATAN MALAYSIA