

# 瑞眾新冠肺炎 (COVID-19) 快速抗原自檢試劑盒

## COVID-19 RAPID ANTIGEN TEST

SALIVA 唾液

REF RCV-RD0201S-01

MDA Reg. No.: IVDC1451223-122236

掃描

掃描 QR 碼  
以獲取更多資訊**簡易**  
自行採集  
唾液樣本**快捷**  
15分鐘內獲  
得檢測結果**可信賴**  
的檢測表現

### 產品規格

**靈敏性\***  
95.10%**檢測時間**  
15 分鐘**檢體**  
唾液樣本**特異性\***  
100%**存放溫度**  
4-30°C**保質期**  
24 個月\* 相較於美國FDA  
緊急使用授權的實時RT-PCR

IVD

僅可用於家用自我檢測

馬來西亞製造