

莎樂斯恩 新冠病毒 COVID-19 快速抗原居家自檢試劑盒

REF SLXHB1-0621001



首款大馬製造的 冠病快速抗原 家用型自檢試劑盒

透過採集唾液和鼻拭子混合樣本，莎樂斯恩可讓您在家中或任何地方自行檢測，15分鐘內即可輕鬆判斷檢測結果。

產品規格



靈敏性*

97.24%



檢測時間

15 分鐘



檢體

唾液和鼻拭子混合樣本



特異性*

100%

相較於美國FDA
緊急使用授權的實時RT-PCR



存放溫度

4-30°C



保質期

24 個月

特點



快捷

15分鐘內獲取檢測結果



安全的一次性拭子

一次性唾液和鼻拭子各別單獨密封於鋁箔包裝中，減低交叉感染的風險



無疼痛

操作簡單、無痛的樣本採集方式
(唾液和鼻拭子)



生物危害廢物袋

隨附一次性廢物袋，讓您輕鬆及安全地處理使用後的廢物



Halvec 實驗室驗證

經大馬 Halvec 實驗室驗證，
此產品不含酒精以及動物脫氧核糖核酸



**檢體
採集**

info@reszonics.com

www.reszonics.com

僅可用於家用自我檢測



Reszon Diagnostics

Doc. No.: MM-04-04-11-TW
Rev. No.: 01
Effective Date: 2025.03.10